

Tensiomètre Lian® Nano Spengler 3 brassards

Référence 03931



Prix du produit :

86,89 € taxe inclu

Description brève du produit :

LA valeur sûre !

Une référence chez Spengler, ce **tensiomètre manuel Lian® Nano** permet une auscultation performante et précise. Livré avec **3 brassards** très résistants adulte, enfant et adulte large). Dispositif médical de classe I (fm) CE 0459. Fabriqué en France !

Description du produit :

Très robuste, léger et fiable, le [tensiomètre](#) Manopoire Lian® Nano Spengler allie à la fois un design soigné et une performance de mesure précise. C'est le tensiomètre indispensable au quotidien pour une [auscultation](#) réussie.

Idéal pour une utilisation en collectivité, dans les hôpitaux ou en cabinet médical, le tensiomètre Lian® Nano Spengler est résistant aux chocs. Son boîtier en ABS reste très léger pour le transport et pour un confort d'utilisation maximal.

Le manomètre grand cadran du tensiomètre Lian® Nano Spengler facilite la lecture des données. La poire de gonflement est ergonomique avec un robinet en laiton et un capuchon en ABS.

Dispositif médical Classe I (fm). CE 0459.

Manomètre

- Boîtier
- ABS résistant aux chocs

- Diamètre : 69 mm

Ensemble Mécanisme

- Précision : +- 3 mmHg
- Alliage cuivre-béryllium à élasticité constante

Cadran

- Graduation : 0-300 mmHg
- Diamètre : 54 mm

Connectique tubulure

- Coupleur à vis femelle en laiton chromé

Poire

- Modèle Nano de Spengler
- PVC noir
- Diamètre : 42 mm

Robinet

- Laiton avec capuchon en ABS
- Décompression précise et constante par valve

Brassard

- Velcro résistant à 15000 ouvertures / fermetures
 - Lavables à 30 - 35 °C en machine (sans essorage)
 - 3 brassards de différentes tailles
- **Adulte : M** (diamètre du bras : 27 à 34 cm)
- **Enfant et petit adulte : S** (diamètre du bras : 23 à 29 cm)
- **Adulte Large (personnes de forte corpulence) : L** (diamètre du bras : 31 à 39 cm)

Matière

- Nylon Oxford pour les modèles adultes
- Coton pour les modèles pédiatriques

Marquage

- Index de taille et d'artère

Tubulure & poche

- Simple tubulure
- Caoutchouc « Haute résistance » à l’ozone et aux UV, sans latex
- Raccord tubulure
- Embout à vis mâle en laiton chromé

Vidéo présentation produit

Garantie SPENGLER 2 ans sur le manomètre (hors brassard, tubulure et poire). **CE.**