

Nébuliseur à compresseur C28 Omron

Référence 00515



Prix du produit :

89,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le nébuliseur Compair C28 d'Omron est prévu pour un usage régulier à domicile. Son compresseur de qualité facilite l'absorption de médicaments et améliore leur transmission lorsque vous respirez. Recommandé pour le traitement de l'asthme, de la fibrose kystique et des maladies respiratoires. Livré dans un sac de transport.

Description du produit :

Nébuliseur à compresseur silencieux et confortable.

Le CompAIR™ NE-C28P d'OMRON est doté d'un design robuste pour un usage intensif et convient au traitement des maladies des voies respiratoires inférieures, telles que l'asthme, les BPCO, la fibrose kystique ou l'emphysème.

Ce [nébuliseur](#) très efficace combine un temps d'inhalation réduit et un dépôt de médicament efficace grâce à son compresseur puissant et sa technologie V.V.T.

?La très efficace technologie Virtual Valve Technology (V.V.T.) d'OMRON s'adapte à votre rythme respiratoire. Cette technologie limite le gaspillage de médicament lors de l'expiration et optimise la diffusion du médicament lors de l'inspiration. De plus, le kit ne nébulisation est réalisé en polypropylène facile à nettoyer et ne nécessite pas l'utilisation de valves en silicone habituellement utilisées dans les nébuliseurs conventionnels.

Nébuliseur utilisé avec les médicaments prescrits pour les pathologies respiratoires.

Ce nébuliseur convient à toutes les solutions d'inhalation généralement utilisées.

Optimise la prise de médicament inhalé par l'utilisateur et favorise l'hygiène et l'entretien du kit (moins de pièces).

livré avec:

- 1 masque adulte
- 1 masque enfant
- 1 sacoche
- Embout buccal
- Embout nasale
- Adaptateur masques enfants
- Tube à air
- Filtre à air
- Couvercle de filtre à ai