

TENSIOMÈTRE LIAN METAL GRAND CADRAN AMBIDEXTRE SPENGLER - avec trousse nylon

Référence 00503



Prix du produit :

71,39 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **tensiomètre Lian Metal Spengler** réunit une lecture confortable sur grand cadran Ø 65 mm, une exactitude de **+/-3 mmHg** et une manipulation ambidextre pour la mesure auscultatoire au quotidien. Existe en plusieurs modèles.

3 Ans • NF EN ISO 81060-1 • CE 0459 • Ambidextre

Description du produit :

[Lian Metal, tensiomètre ambidextre à grand cadran](#)

Le tensiomètre manopaire **Lian Metal Spengler** est destiné à la mesure auscultatoire de la pression artérielle en environnement professionnel. Son large cadran de Ø 65 mm améliore la lisibilité, et le manomètre orientable permet une utilisation **ambidextre**. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, EHPAD, infirmiers libéraux et centres de santé.

En consultation comme en tournée, il offre un gonflage efficace et une décompression progressive pour réaliser les prises de tension avec régularité. La trousse nylon aide au rangement et au transport entre deux examens.

Son boîtier métal est pensé pour un usage répété. Les valeurs se lisent sur une étendue de **0 à 300 mmHg**, avec une graduation de **2 mmHg** et une précision de **+/-3 mmHg**.

Points forts

- **Lecture facilitée** : grand cadran de **65 mm** pour repérer rapidement les valeurs pendant la prise de tension.
- **Usage ambidextre** : cadran rotatif pour s'adapter aussi bien aux professionnels droitiers qu'aux gauchers.
- **Contrôle précis** : précision de **+/-3 mmHg** avec graduation tous les **2 mmHg**, adaptée à la mesure auscultatoire.
- **Manipulation fluide** : poire de gonflage souple et valve de décompression fine pour ajuster la pression avec maîtrise.
- **Structure robuste** : boîtier en zamac chromé mat conçu pour résister aux usages fréquents en cabinet ou en établissement.
- **Rangement pratique** : trousse en nylon noir incluse pour protéger l'appareil et simplifier les déplacements.

Caractéristiques techniques

Garantie : 3 ans sur le tensiomètre, hors brassard et tubulure

Modèles : Large Adulte ; Motif Enfant ; Adulte

Normes & sécurité

Classe : DM Im

Norme : NF EN ISO 81060-1

Système qualité : NF EN ISO 13485

Marquage : CE 0459

Organisme notifié : GMED

Fabricant : Spengler

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Sont inclus : le tensiomètre Lian Metal, le brassard correspondant au modèle sélectionné, la tubulure, la poire de gonflage ainsi qu'une trousse en nylon noir pour le rangement.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la mesure, un stéthoscope reste indispensable lors de l'auscultation. Les accessoires pour tensiomètres permettent de renouveler les pièces concernées par l'usure. Pour les déplacements, la catégorie visite à domicile aide à organiser un équipement de diagnostic facile à transporter.