

Tensiomètre Brassard Velcro Vaquez Laubry® Bleu marine

Référence 00481



Prix du produit :

102,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le tensiomètre légendaire signé Spengler

Antichoc, ce [tensiomètre](#) est idéal si vous avez besoin d'emmener votre matériel médical en voyage ou en déplacement. Brassards tailles adultes et adultes larges lavable en machine. Certifié CE0459 classe I. Garantie 5 ans.

Description du produit :

Vaquez-Laubry, c'est le tensiomètre Spengler à la fois moderne inspiré de l'histoire. Antichoc, il est idéal si vous avez besoin d'emmener votre matériel médical en voyage ou en déplacement. Brassards tailles adultes et adultes larges lavables en machine.

- **Des matières traditionnelles** : Designé avec une pièce de cuir emblématique "pleine fleur" et un look chargé d'histoire.
- **Précis** : Vaquez-Laubry est très précis, comme tous les instruments de la marque Spengler.
- **Confortable** : Grâce à sa poire volumineuse ambidextre et sa double tubulure.
- **Robuste** : Il est équipé d'un boîtier métallique avec mousse antichoc pour être résistant aux chocs.
- **Le choix de fermeture** : Deux systèmes, à sangles pour garder l'authenticité ou à scratchs pour plus de rapidité.

Le tensiomètre manobrassard Vaquez-Laubry® Classic est une synthèse du modernisme et de la tradition en matière de tensiomètre anéroïdes. Le plus célèbre des tensiomètres classiques Spengler !

Brassard Velcro mais existe également avec un [brassard à sangles](#).

Très résistant avec la technologie anti-chocs "shockproof", le manomètre a un boîtier en zamac injecté, chromé qui est indéformable ! Le tensiomètre Vaquez-Laubry® Classic peut donc être transporté facilement sans risque d'être abîmé.

Spécifications techniques:

- **Diamètre** : 63,5 mm
- **Précision** : +/- 3mmHg
- **Brassards** : **Velcro** Taille M ou L au choix
- **Entretien du brassard** : Lavage en machine à 30-35 °C (ne pas essorer).
- **Manomètre** métal chromé grand écran avec bague anti-chocs
- **Shock-proof** : assure des mesures précises même après des chutes
- **Support** de manomètre en cuir pleine fleur
- **Poire** de grand volume en PVC
- **Inclus** : trousse nylon.

Garantie SPENGLER 5 ans (hors brassard, tubulure et poire). **CE**.