

Tensiomètre Brassard à sangles - Vaquez-Laubry® Classic Spengler

Référence 00479



Prix du produit :

100,47 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le plus célèbre des tensiomètres Vaquez-Laubry ! Précis et ultra résistant équipé d'un brassard pour adultes. Idéal pour les déplacements.

Description du produit :

Le tensiomètre manobrassard Vaquez-Laubry® Classic est une synthèse du modernisme et de la tradition en matière de [tensiomètre](#) anéroïdes. Le plus célèbre des tensiomètres classiques Spengler !

Le tensiomètre manuel Vaquez-Laubry® Classic est fourni avec un **brassard taille adulte à sangles**, en polycoton. Disponible en 2 coloris : bleu marine et rouge.

Ce tensiomètre existe aussi avec un [brassard velcro](#).

Très résistant avec la technologie anti-chocs "shockproof", le manomètre a un boîtier en zamac injecté, chromé qui est indéformable ! Le **tensiomètre Vaquez-Laubry® Classic** peut donc être transporté facilement sans risque d'être abîmé.

Caractéristiques

- **Shock-proof** : mesures précises même après chutes
- **Grand cadran**
- **Support** de manomètre en cuir pleine fleur.

- **Poire** de grand volume en PVC.
- **Brassard** polycoton coloris gris
- **Entretien du brassard** : lavage en machine à 30-35 °C (ne pas essorer).
- **Options** : brassard Velcro ou brassard sangles.
- **Livré** avec trousse nylon.

Garantie 2 ans.

CE.