

Pèse-personne électronique SECA 803 CLARA

Référence 00701



Prix du produit :

57,49 € taxe inclu

Description brève du produit :

La balance électronique SECA est confectionnée à partir d'un revêtement en caoutchouc agréable et résistant. Précise, elle dispose de grands chiffres LCD pour faciliter la lecture.

Description du produit :

[Pèse personne électronique](#) pour un diagnostic précis !

Les qualités du modèle Seca le plus simple sont évidentes :

Cette [balance électronique](#) séduit par des lignes épurées, une forme classique et un revêtement de qualité supérieure pour une pesée agréable.

L'affichage aux grands chiffres bien lisibles s'intègre parfaitement à ce design.

- **Capacité** : 150 kg
- **Graduation** : 100 g
- **Poids** : 1,5 kg
- **Dimensions** : 316 x 37 x 326 mm / 295 x 35 x 305 mm
- **Fonction** : Auto-Hold / Extinction automatique

Garantie : 2 ans. CE.

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920

