

Pèse-Personne Mécanique SECA 761

Référence 01271



Prix du produit :

337,61 € taxe inclu

Description brève du produit :

Grâce à son grand cadran, ce [pèse-personne](#) robuste offre une lecture aisée et précise. Il est revêtu d'un caoutchouc antidérapant et son plateau large et peu épais abrite un système à levier très résistant !

Description du produit :

Une balance d'une très grande précision.

La [balance](#) Seca 761 destinée à un usage médical est extrêmement précise et dispose d'un grand cadran rond au design classique et d'un plateau bas antidérapant et résistant aux égratignures facilement accessible par le patient.

La stabilité, la fonctionnalité et la précision médicale des pèse-personnes compacts de Seca sont tout aussi convaincantes que leur longévité et leur encombrement réduit.

Cette balance est aussi disponible avec un plateau en inox.

Destiné à usage professionnel grâce à son large cadran permettant de lire facilement les la mesure indiquée, ce [pèse-personne](#) pourra tout aussi bien être

utilisé chez un particulier qui souhaite utiliser un appareil de mesure fiable et précis.

Équipée d'une molette de réglage permettant de régler l'aiguille pour ajuster le cadran.

Ce [dispositif médical professionnel](#) vous apporte en plus de sa performance, toutes les garanties de qualité conforme aux normes et aux lois, européennes et certifier de la classe d'étalonnage III selon Directive 2009/23/CE.

Caractéristiques de la balance Seca 761 :

- **Norme** CE 0109.
- **Capacité** : 150 kg.
- **Graduation** : 1 kg.
- **Dimensions** (L x H x P) : 300 x 105 x 460 mm.
- **Plateforme (L x H x P)** : 270 x 62 x 280 mm.
- **Poids** : 4 kg.
- **Fonctions** : TARE.
- **Classe d'étalonnage** : III.

Garantie 2 ans. CE.