

Pèse-bébé électronique SECA 354 convertible en balance pour enfant - Modèle LENA

Référence 03035

Prix du produit :

183,39 € taxe inclu



Description brève du produit :

À la fois pèse-bébé avec sa nacelle et [pèse personne](#) plat pour enfant en bas âge, la balance Seca 354 est pratique, transportable et robuste. Avec un plateau souple et amovible, il devient simple de le détacher de son support !

Description du produit :

Cette [balance électronique](#) multi-fonctions est un [outil de diagnostic](#) fiable pour le contrôle du poids des nourrissons et des petits enfants.

Un [pèse-bébé](#) pratique

Pour les tous petits, la forme douce et arrondie de la nacelle, ainsi que ses bords relevés sont conçus pour leur bien-être et leur sécurité pendant la pesée.

Une autre particularité est la fonction Breast-Milk-Intake (fonction allaitement) qui détermine avec précision la quantité de lait ingérée par le nourrisson.

La fonction Hold est pratique pour mémoriser le poids du bébé et permet ainsi de s'occuper de celui-ci avant de noter le résultat obtenu.

Une balance mutli-fonctions pour les enfants

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour détacher la nacelle amovible du **pèse-bébé Seca 354** de

son support et ainsi la transformer en un *pèse-personne plat pour les enfants*. Cette fonction unique en son genre permet de faire l'économie d'une seconde balance. Pour plus de sécurité une position verrouillée permet de maintenir la nacelle au support (le pèse-bébé peut être soulevé et transporté sans problème).

Peu consommatrice d'énergie, la balance Seca 354 peut tenir jusqu'à 10 000 pesées avec un jeu de piles. Mais elle est aussi très robuste et peut donc être utilisée pour les déplacements.

Caractéristiques

- **Capacité** : jusqu'à 20 kg
- **Graduation** : 10 g 10 kg > 20 g
- **Dimensions (L x H x P)** : 55,2 x 15,6 x 33,2 cm
- **Dimensions de la nacelle (L x H x P)** : 52,5 x 8 x 25 cm
- **Dimensions de la plateforme (L x H x P)** : 28 x 6,5 x 23,5 cm
- **Poids** : 2,3 kg
- **Alimentation** : à piles
- **Fonctions** : TARE, BMIF, auto-HOLD, extinction automatique
- **Inclus** : mallette de transport

Garantie 2 ans. CE.

Prix affiché avec éco-participation de 0,08 €.