

# Pèse-Personne Mécanique SECA 750 plate - Modèle VIVA

Référence 01272



Prix du produit :

**107,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Particulièrement recommandée pour les saunas et régions tempérées, cette [balance](#) résiste à des températures et à un taux d'humidité très élevés. Grâce à son grand cadran, la lecture du poids est facilitée.

Description du produit :

**Pèse personne médical spécial sauna ou milieux tempérés.**

- Le [pèse-personne](#) Seca Viva 750 d'un blanc lumineux et dynamique dispose d'un boîtier en acier dont la plateforme est revêtue de simili cuir blanc exceptionnellement résistant.
- C'est précisément pour les milieux comme les piscines ou les saunas que Seca a mis au point une balance conçue pour résister à des températures élevées et à 90 % d'humidité sans dommages.
- Son mécanisme a été intégralement galvanisé avant d'être laqué et ciré.
- Grâce au grand cadran, la lecture du poids est particulièrement commode.
- Les leviers de transmission des charges ont été soumis à une trempe spéciale qui les rend plus durs que la lame d'un couteau de cuisine professionnel

**Caractéristiques du pèse-personne Seca Viva 750 :**

- **Capacité** : 150 kg.
- **Graduation** : 1000 g.
- **Dimensions (L x H x P)** : 315 x 115 x 468 mm.

- **Poids** : 4 kg
- **Couleur tapis** : blanc ou noir

**Garantie 2 ans. CE.**