

Pèse-Personne électronique Impédancemètre SECA 804 plate - Modèle SENSA

Référence 00585



Prix du produit :

66,29 € taxe inclu

Description brève du produit :

Cette [balance électronique](#) SECA permet, grâce à ses 24 électrodes chromées, d'assurer le contact permanent de la peau durant les mesures. En mesurant le taux de graisses et d'eau corporelles, elle calcule également l'Indice de Masse Corporelle (IMC).

Description du produit :

Pèse-personne impédancemètre avec électrodes chromées Seca Sensa

Le [pèse-personne](#) Seca Sensa 804 dispose de 24 électrodes chromées agencées de façon à assurer le contact avec la peau : outre le poids, elles permettent également la mesure du taux de graisse et d'eau corporelles et le calcul automatique de l'indice BMI.

La balance Seca Sensa reconnaît automatiquement l'utilisateur qui a entré, une fois pour toutes, son âge, son sexe, sa taille et sa forme physique.

L'agencement bien conçu des touches de commande évite de les actionner par inadvertance pendant la mesure.

Les [balances impédancemètres](#) Seca ont quatre zones de mesure.

Les **mesures sont plus précises** et les résultats ont donc plus de valeur pour l'utilisateur.

Par ailleurs, la balance est **facile à utiliser**, les touches n'étant pas placées dans la zone

réagissant au poids.

Cet agencement exclut ainsi les erreurs de manipulation et contribue à l'hygiène.

Caractéristiques du pèse-personne Seca Sensa 804 :

- **Capacité** : 150 kg.
- **Graduation** : 100 g.
- **Dimensions (L x H x P)** : 300 x 46 x 300 mm.
- **Poids** : 1,2 kg.
- **Alimentation** : piles.
- **Fonctions** : Extinction automatique, HOLD, Mesure taux BF/BW, BMI.

Garantie : 2 ans. CE.

*dont éco participation 0.09 €