

Pèse-personne électronique SECA 813 ROBUSTA

Référence 00584



Prix du produit :

99,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le [pèse-personne](#) **Seca Robusta 813** est comme son nom l'indique, extrêmement robuste. Pouvant supporter un poids allant jusqu'à 200kg, il est doté d'une plateforme extra large et d'un plateau antidérapant. Cette **balance** offre **stabilité**, confort et précision.

Description du produit :

Pèse-personne Seca Robusta

La balance Seca Robusta 813 dispose d'une plateforme extra large et solide pour les personnes pesant jusqu'à 200 kilogrammes.

La plateforme extra-large de 433 x 47 x 373 millimètres et de faible épaisseur est dotée d'un revêtement en caoutchouc extrêmement robuste et sa construction plate la rend facilement accessible.

La balance Seca Robusta dispose également de pieds de caoutchouc antidérapants pour un positionnement stable et d'un grand affichage LCD pour une lecture facile du poids.

Ces balances sont les plus précises des balances destinées aux particuliers.

La fonction Step-Off par exemple permet de se peser sans devoir d'abord allumer la balance, les affichages de grande taille facilitent la lecture du poids, et la construction complexe du corps de la balance garantit une stabilité maximale.

Caractéristiques du pèse-personne Seca Robusta 813 :

- **Capacité** : 200 kg.
- **Graduation** : 100 g.

- **Dimensions** (L x H x P) : 433 x 47 x 373 mm.
- **Poids** : 2,6 kg.
- **Alimentation** : piles.
- **Fonctions** : Step-Off, Extinction automatique, HOLD.

Garantie : 2 ans. CE.

*dont éco participation 0.09 €

[Découvrez nos autres modèles de balance et pèse personne](#)