

Microtoise - SECA 206

Référence 00125



Prix du produit :

25,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Toise murale avec mètre déroulant automatique. Pratique cette toise peut être utilisée comme toise bébé pour mesurer la taille d'un nourrisson ou installer sur un mur pour le transformer en station de mesure. Plage de mesure : de 0 à 220 cm.

Description du produit :

Toise à ruban microtoise SECA 206

- Mètre déroulant pour montage mural avec butée murale et loupe pour une lecture précise.
- Plage de mesure : de 0 à 220 cm
- Graduations 1 mm
- Dim (L x h xp) : 120 x 130 x 175mm
- Poids 200g

CE.