

Ruban de mesure périmétrique ergonomique à enrouleur - SECA 201

Référence 00229



Prix du produit :

12,09 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le ruban ergonomique de mesure périmétrique est un dispositif permettant de mesurer le périmètre corporel. Souvent utilisé pour mesurer le périmètre crânien des bébés ou les membres des personnes pour choisir des attelles ou équipements médicaux. Compact, ce ruban est facilement transportable pour les consultations à domicile.

Description du produit :

Ruban pour mesure périmétrique.

Les rubans de mesure périmétrique devant eux aussi répondre aux exigences médicales les plus sévères, seca a mis au point le modèle seca 201 qui permet de mesurer le périmètre corporel avec une précision millimétrique.

Le mécanisme de qualité garantit un maniement sans accroc et un enclenchement précis du ruban de 205 cm de longueur. Le boîtier agréable au toucher tient bien en main et est suffisamment robuste pour résister à une chute.

- Enroulement automatique
- Rétractable permettant tous types de mesures corporelles
- Plage de mesure : de 15 à 200 cm
- Graduation 1 mm

CE.

Découvrez notre gamme de [toises](#).