

# Otoscope Heine Mini 3000® F/O éclairage LED HQ

Référence 00743



Prix du produit :

**195,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

L'**otoscope** de poche à éclairage LED HQ Fibre optique. Équipé d'une ampoule LED HQ et d'un éclairage par fibre optique, sans reflet du canal de l'oreille et du tympan. Garantie 5 ans.

Description du produit :

L'otoscope Heine Mini 3000 est un [otoscope](#) de poche au design moderne avec une ampoule LED HQ et un éclairage distal par fibres optiques pour un rendu fidèle des couleurs sans reflet.

Cet otoscope "mini" au format poche donc aisément transportable pour des visites en dehors du cabinet médical ou bien pour vous suivre dans la poche de votre blouse possède toutes les caractéristiques d'un grand ! Moderne, avec un design unique, la finition est compacte tout en procurant une luminosité intense.

L'ampoule LED HQ permet un éclairage lumineux avec une haute fidélité des couleurs, pour un [diagnostic médical](#) précis. L'éclairage distal par fibres optiques (F.O.) donne au praticien une illumination sans reflet du canal de l'oreille et du tympan.

La fenêtre d'observation de l'**otoscope Heine** Mini 3000® LED F.O., avec grossissement 3 fois, est intégrée mais peut pivoter sur le côté pour laisser le passage à l'instrumentation.

**Caractéristiques :**

- Raccord de soufflerie intégré et connecteur en option
- Clip de fixation avec interrupteur On / Off intégré
- Arrêt automatique lors de la mise en poche
- 20 000 cycles de mise en marche / arrêt garantis
- Livré avec la poignée à piles Heine Mini 3000®

La version **avec écrin** comprend un étui rigide, un **otoscope Mini 3000® F.O.** avec poignée à piles (piles incluses), 4 **spéculums** réutilisables Heine et 10 spéculums à usage unique Allspec (5 x 2,5 mm Ø et 5 x 4 mm Ø).

La version **sans écrin** comprend un **otoscope Mini 3000® F.O.** avec poignée à piles (piles incluses) et 10 [spéculums auriculaires](#) à usage unique Allspec (5 x 2,5 mm Ø et 5 x 4 mm Ø).

**Garantie 5 ans. CE.**

**Vidéo de présentation de l'otoscope HEINE MINI 3000**

**Accessoires :**

[Ampoule Heine pour otoscope Mini 3000](#)