

# Otoscope Heine mini 3000® éclairage LED HQ

Référence 00744



Prix du produit :

**141,19 € taxe inclu**

Description brève du produit :



**Otoscope Heine** avec ou sans écran. Grossissement X3. Idéal pour le transporter partout avec vous dans votre poche. Technologie LED HQ : très lumineux. Garantie 5 ans.

Description du produit :

## Otoscope Heine Mini 3000® avec ampoule LED HQ

Dispositif médical de poche moderne pour le [diagnostic](#) auriculaire. La technologie LED HQ apporte une meilleure luminosité

La lumière blanche concentrée de l'**otoscope Heine Mini 3000®** présente une **illumination optimale du canal auriculaire**.

L'intérieur de la tête est noir mat pour éviter tout reflet. La fenêtre d'observation pouvant pivoter offre un grossissement fois 3.

### **Caractéristiques :**

- Clip de fixation avec interrupteur On / Off intégré
- Arrêt automatique lors de la mise en poche
- 20 000 cycles de mise en marche / arrêt garantis
- Livré avec la poignée à piles Heine Mini 3000®
- Rendu fidèle des couleurs

La poignée résistante et de qualité propose une finition chromée / plastique robuste et ergonomique.

La version **avec écri**n comprend un étui rigide, un otoscope Mini 3000® avec poignée à piles, 10 spéculums à usage unique Allspec (5 x 2,5 mm Ø et 5 x 4 mm Ø), piles incluses.

La version **sans écri**n comprend un otoscope Mini 3000® avec poignée à piles et 10 spéculums à usage unique Allspec (5 x 2,5 mm Ø et 5 x 4 mm Ø), piles incluses.

**Garantie 5 ans. CE.**