

Otoscope Heine mini 3000® éclairage LED HQ

Référence 00744



Prix du produit :

139,00 € taxe inclu

Description brève du produit :



Otoscope Heine avec ou sans écrin. Grossissement X3. Idéal pour le transporter partout avec vous dans votre poche. Technologie LED HQ: très lumineux. Garantie 5 ans.

Description du produit:



Otoscope Heine Mini 3000® avec ampoule LED HQ

Dispositif médical de poche moderne pour le <u>diagnostic</u> auriculaire. La technologie LED HQ apporte une meilleure luminosité

La lumière blanche concentrée de l'otoscope Heine Mini 3000® présente une illumination optimale du canal auriculaire.

L'intérieur de la tête est noir mat pour éviter tout reflet. La fenêtre d'observation pouvant pivoter offre un grossissement fois 3.

Caractéristiques:

- Clip de fixation avec interrupteur On / Off intégré
- Arrêt automatique lors de la mise en poche
- 20 000 cycles de mise en marche / arrêt garantis
- Livré avec la poignée à piles Heine Mini 3000®
- Rendu fidèle des couleurs

La poignée résistante et de qualité propose une finition chromée / plastique robuste et ergonomique.

La version **avec écrin** comprend un étui rigide, un otoscope Mini 3000® avec poignée à piles, 4 spéculums réutilisables Heine et 10 spéculums à usage unique Allspec (5 x 2,5 mm \emptyset et 5 x 4 mm \emptyset), piles incluses.

La version **sans écrin** comprend un otoscope Mini 3000® avec poignée à piles et 10 spéculums à usage unique Allspec (5 x 2,5 mm Ø et 5 x 4 mm Ø), piles incluses.

Garantie 5 ans. CE.