

# Spéculums auriculaires couleurs - Boite de 250

Référence 06872



Prix du produit :

**6,11 € taxe inclu**

Description brève du produit :

250 spéculums auriculaires à usage unique Comed. Boîtes distributrices. Compatibles avec plusieurs modèles d'otoscopes Heine, Kawe et Riester. Voir toutes les compatibilités dans la fiche produit.

Description du produit :

**Conditionnés dans une boîte distributrice en carton pratique, les spéculums auriculaires Comed sont indispensables dans le quotidien du médecin.**

Les **spéculums auriculaires couleurs** Comed sont des accessoires pour [otoscopes médicaux](#) à usage unique, jetables et non stériles. Pour être mieux adaptés à l'intérieur de l'oreille, les spéculums existent en modèle adulte (diamètre de 4 mm) et en modèle enfant (diamètre 2,5 mm).

Conditionnement en **boîte distributrice ergonomique de 250 spéculums**. Economique mais aussi très pratique.

- Polystyrène (PS,HIPS) 1/2 choc DowPS 485 71 naturel BG 1444 (sans latex).
- Colorant BASF Liqui Kolor VL2786 à 1.5%.
- Recyclables

*Le spéculums auriculaires sont compatibles avec les otoscopes suivants :*

- [Otoscopes Heine](#) : Alpha+, K 180, Beta 200, Mini 2000 + FO, Mini 3000 + FO + FO LED
- **Otoscopes Kawe** : Picolight, Combilight FO30, Eurolight FO30
- **Otoscopes Riester** : RI-Mini + L1/L2 + L3 à baïonnette uniquement

Existe en 2 couleurs : Bleu ou Vert.

Boîte distributrice de 250 spéculums. CE.