

Spéculums auriculaires couleurs - Boite de 250

Référence 06872



Prix du produit :

5,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

250 spéculums auriculaires à usage unique Comed. Boîtes distributrices. Compatibles avec plusieurs modèles d'otoscopes Heine, Kawe et Riester. Vois toutes les compatibilités dans la fiche produit.

Description du produit:

Conditionnés dans une boîte distributrice en carton pratique, les spéculums auriculaires comed sont indispensables dans le quotidien du médecin.

Les **spéculums auriculaires couleurs** Comed sont des accessoires pour <u>otoscopes médicaux</u> à usage unique, jetables et non stériles. Pour être mieux adaptés à l'intérieur de l'oreille, les spéculums existent en modèle adulte (diamètre de 4 mm) et en modèle enfant (diamètre 2,5 mm).

Conditionnement en **boîte distributrice ergonomique de 250 spéculums.** Economique mais aussi très pratique.

- Polystyrène (PS,HIPS) 1/2 choc DowPS 485 71 naturel BG 1444 (sans latex).
- Colorant BASF Liqui Kolor VL2786 à 1.5%.
- Recyclables

Le spéculums auriculaires sont compatibles avec les otoscopes suivants :

- Otoscopes Heine: Alpha+, K 180, Beta 200, Mini 2000 + FO, Mini 3000 + FO + FO LED
- Otoscopes Kawe: Picolight, Combilight FO30, Eurolight FO30
- Otoscopes Riester: RI-Mini + L1/L2 + L3 à baïonnette uniquement



Existe en 2 couleurs : Bleu ou Vert.

Boite distributrice de 250 spéculums. CE.