

Otoscope Heine Beta® 200 F.O. avec poignée 2,5 V

Référence 01411



Prix du produit :

399,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Précision et netteté grâce à la technologie XHL Xénon Halogène ! Éclairage distal par fibre optique.

Description du produit :

L'otoscope Heine Beta® 200 F.O. est un [outil de diagnostic](#) solide et de grande qualité grâce à sa lumière à Fibre Optique et son ampoule XHL Xénon Halogène.

L'éclairage distal par **fibres optiques** (F.O.) confère à l'[otoscope](#) Heine Beta® 200 F.O. une illumination uniforme claire et une vue sans ombre de l'oreille et du tympan du patient.

La technologie XHL Xénon Halogène assure un rendu de couleurs naturel et détaillé, pour un diagnostic plus précis. L'intérieur noir mat de la tête permet d'éliminer les reflets. Le grossissement 3 x montre de manière précise l'intérieur de l'oreille, sans distorsion en périphérie de l'image.

Pour une utilisation quotidienne dans le cabinet médical, l'**otoscope Heine Beta® 200 F.O.** est outil robuste. La grande fenêtre d'observation est résistante aux rayures comme elle est constituée d'un verre optique spécial. Intégrée, elle peut quand même pivoter sur le côté.

L'otoscope Heine Beta® 200 F.O. a un **boîtier en métal chromé mat** très résistant, il lui procure donc une grande longévité et est facile à nettoyer.

Cet otoscope peut être utilisé pour le **test pneumatique du tympan** avec soufflerie, grâce à son raccord intégré fiable.

Trousse complète avec :

- Oscope Beta 200 F.O
- Poignée à piles (piles non fournies)
- Jeu de 4 [spéculums auriculaires](#) réutilisables
- 10 spéculums Heine Allspec à usage unique
- [Ampoule de rechange Heine \(# 077\)](#)
- Étui rigide

Garantie 5 ans. CE.

Vidéo de présentation de l'otoscope HEINE ETE 200 FO

Accessoires :

Nous pouvons vous proposer les [piles LR14 Panasonic](#) adaptées et la [loupe de rechange](#).

En savoir plus sur l'[otoscope Heine Beta® 200 F.O. 2,5 V sur le site du fabricant](#).