

# Distributeur pour spéculum auriculaire Heine AllSpec® à usage unique

Référence 01184



Prix du produit :

**35,19 € taxe inclu**

Description brève du produit :



Ce distributeur de spéculums pour otoscopes Heine permet de repérer en un coup d'oeil le spéculum adapté à la taille du patient. Livré avec 45 spéculums enfants et 46 adultes. Distributeur mural. Fixation sans perçage.

Description du produit :

**Distributeur de spéculums auriculaires à usage unique Heine AllSpec®** livré avec 91 spéculums : 45 spéculums de taille 2,5 mm pour enfant et 46 spéculums de taille 4 mm pour adulte.

Visualisez immédiatement la taille du spéculum adaptée au patient grâce à l'inscription sur le distributeur. Le spéculum reste propre et disponible à tout moment.

Le distributeur Heine se fixe au mur à l'aide de bandes adhésives fournies.