

Spéculums auriculaires à usage unique AllSpec® Heine - 2,5 mm ou 4 mm

Référence 00765



Prix du produit :

3,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Spéculums adultes et enfants pour otoscopes Heine. Veuillez consulter notre fiche produit pour connaître les compatibilités.

Description du produit:

Les spéculums auriculaires à usage unique AllSpec® Heine sont recommandés pour une utilisation sur les otoscopes Heine. Leur qualité contrôlée ajoutée à la technologie des otoscopes Heine permet d'obtenir un <u>diagnostic médical</u> fiable et précis.

Garanti 100 % surface plane, sans surfaces anguleuses, le spéculum auriculaire AllSpec® Heine pour otoscope est sans accroche pour éviter toute blessure.

Recommandé pour un maintien plus ferme et une **meilleure hygiène**, il permet une bonne qualité d'auscultation. La lumière de l'otoscope est mieux transmise.

À usage unique, les spéculums Heine sont disponibles immédiatement et peuvent être changés rapidement grâce au <u>distributeur Heine AllSpec®</u>.

Les spéculums AllSpec® Heine sont compatibles avec les otoscopes suivants :

- Heine Beta® 200
- Heine Beta® 400
- Heine Mini 3000®



- Heine K180
- Heine Beta® 100 (avec un adaptateur en métal Heine)

Pour des raisons d'hygiène, il est nécessaire d'utiliser un spéculum neuf et propre pour chaque patient. Ce dispositif est à usage unique. Mais vous pouvez aussi découvrir les <u>spéculums</u> <u>auriculaires Heine réutilisables</u>.

Diamètre du spéculum au choix :

- 2,5 mm (modèle enfant)
- 4 mm (modèle adulte)

Conditionnement : sachet de 50 spéculums. CE.