

# Attelle grenouille

Référence 00439



**Prix du produit :**

**3,16 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Attelle grenouille pour l'immobilisation temporaire du ou des doigts. Utilisation médicale. Disponibles en 3 tailles : SMALL, MEDIUM et LARGE.

**Description du produit :**

## **Attelle de doigt alu/mousse grenouille**

Simple d'utilisation et très rapide à mettre en place, l'attelle de type grenouille est un attelle utilisée pour immobiliser temporairement un doigt.

Disponible en tailles small, medium et large.

Après avoir choisi la bonne taille, placer l'attelle et plier les parties en aluminium de façon à ce que sur le doigt ne puisse plus bouger. La mousse permet d'assurer le confort du patient.

Matière hypoallergénique.