

# Insufflateur à usage unique

Référence 01063



**Prix du produit :**

**30,99 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

## **Description du produit :**

Insufflateur jetable disponible dans 3 tailles :

- Adulte - 1794ml
- Enfant - 665ml
- Nourrisson - 360ml

Les tailles d'enfant et de nourrisson ont une soupape de décharge de pression pour réduire au minimum le risque de gonfler excessivement les poumons. La soupape de décharge peut cependant être verrouillée si nécessaire.

Une soupape de décharge de pression est facultative sur la taille adulte.

Utilisation d'un seul patient

100% sans latex

Aucun risque de contamination croisée du patient

Fabriqué à partir de vinyle durable transparent avec une prise texturée

Accomplissez le déflecteur de vomi, la transmission d'oxygène et le sac de réservoir

**Fourni complet avec ballon, valve, 1 masque, réservoir O2 et tubulure de 2m.**

Vendu à l'unité