

Charlottes clip non stérile - Sachet de 100

Référence 02015



Prix du produit :

2,20 € taxe inclu

Description brève du produit :

Charlotte pour protection des cheveux dans les milieux nécessitant une hygiène parfaite (médical, industrie, agro-alimentaire).

Sachet de 100 charlottes non stérile pour la protection bactérienne des visiteurs et des patients. Indispensables dans les services hospitaliers et les industries.

Description du produit :

Charlotte à clip blanche, bleue pour le secteur de la santé ou milieu industriel ou rouge pour l'agroalimentaire, les activités de laboratoire, de recherche. Elles sont principalement utilisées par des opérateurs, techniciens, mais aussi pour les visiteurs externes, et par les patients dans le milieu médical.

Produit à usage unique avec une excellente perméabilité à l'air et facile à poser.

Liste des caractéristiques

- **Produit** : charlotte élastique en non tissé
- **Coloris** : blanc
- **Taille** : 21 pouces
- **Poids / grammage indiqué** : 10 g
- **Maintien** : double élastique
- **Conditionnement** : sachet de 100 charlottes
- **Matière** : non tissé
- **Usage** : couverture des cheveux en environnement professionnel

- **Type** : consommable jetable
- **Marquage** : CE indiqué

Composition : fabrication en polypropylène non tissé, livrée pliée en accordéon

Sachet de 100 pièces non stériles.

Coloris : Blanc