

# Électrodes contact métal sur support mousse à bouton pression Asept - Sachet de 60

Référence 00936



## Prix du produit :

# 5,25 € taxe inclu

### Description brève du produit :

Électrodes Asept Inmed à contact métal et support mousse avec bouton pression pour usage médical de surveillance et monitoring.

#### **Description du produit:**

Électrodes à bouton pression, prégélifiée support mousse, gel solide, ovale 50 x 48 mm pour utilisation sur l'adulte.

Dispositif médical de classe I

#### Préconisation d'utilisation :

- Surveillance ECG court et long termes
- Moniteur, diagnostic, Holter
- Gel solide hypoallergénique conducteur
- Ag/Agcl

Sachet de 60 électrodes.