

Électrodes contact métal sur support mousse à bouton pression Asept - Sachet de 60

Référence 00936



Prix du produit :

5,36 € taxe inclu

Description brève du produit :

Électrodes Asept Inmed à contact métal et support mousse avec bouton pression pour usage médical de surveillance et monitoring.

Description du produit :

Électrodes à bouton pression, pré-gélifiée support mousse, gel solide, ovale 50 x 48 mm pour utilisation sur l'adulte.

Dispositif médical de classe I

Préconisation d'utilisation :

- Surveillance ECG court et long termes
- Moniteur, diagnostic, Holter
- Gel solide hypoallergénique conducteur
- Ag/Agcl

Sachet de 60 électrodes.