

# GEL DE CONTACT BOUCHON PLAT TRANSPARENT DREXCO MEDICAL - 250 ml

Référence 03024



Prix du produit :

**2,03 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Le gel de contact bouchon plat transparent Drexco Medical en 250 ml** assure un couplage efficace pour l'échographie, l'ECG, le doppler et les examens par ultrasons. Sa formule hydrosoluble, hypoallergénique et simple à retirer permet une application nette et régulière.

CE • Hypoallergénique • Hydrosoluble • Flacon de 250 ml

Description du produit :

**Gel de contact transparent, pratique pour les examens aux ultrasons**

Ce gel échographique est conçu pour optimiser le contact entre la peau et la sonde lors des explorations aux ultrasons. Le **gel de contact bouchon plat transparent en 250 ml** présente une texture fluide, hydrosoluble et destinée à un **usage externe**.

Son flacon avec bouchon plat facilite un dépôt précis du gel, en limitant les excès à l'application. La manipulation reste simple au cabinet comme en salle technique, pour un usage rapide au fil des examens.

Ce produit est indiqué comme **non stérile**. Idéal pour les cabinets médicaux, services d'imagerie, cardiologues, sages-femmes, gynécologues, kinésithérapeutes et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Compatibilité étendue** : convient pour l'échographie, l'ECG, le doppler et les applications par ultrasons, avec une bonne continuité de contact pendant l'examen.
- **Bouchon plat** : aide à distribuer le gel de façon contrôlée, pour un geste plus précis sur la

zone à explorer ou directement sur la sonde.

- **Formule hydrosoluble** : se retire facilement après utilisation, ce qui simplifie le nettoyage de la peau et du matériel.
- **Propriétés adaptées aux usages répétés** : gel hypoallergénique, non irritant, non corrosif et non abrasif pour une utilisation courante en environnement médical.
- **Aspect transparent** : permet de garder une bonne visibilité sur la zone d'application pendant le soin ou l'examen.
- **Format 250 ml** : volume pratique pour une utilisation quotidienne sur chariot, paillasse ou table d'examen.

## Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Gel de contact médical pour ultrasons

**Contenance** : 250 ml

**Couleur** : Transparent

**Conditionnement** : Flacon avec bouchon plat

**Utilisation** : Usage externe

**Compatibilité** : Échographie, ECG, doppler, ultrasons

**Propriétés** : Hypoallergénique, hydrosoluble, non irritant, non corrosif, non abrasif

**Composition** : Eau, polymères, agents colorants, conservateurs, agents humectant

**Sans** : Parabène, latex

**pH** :  $6.2 \pm 0.4$

**Densité** : 1.02 gr/cm<sup>3</sup>

**Viscosité** :  $80.000 \pm 10.000$  cps

**Stérilisation** : Non stérile

**Classe DM/EPI** : DM Classe I

**Durée de validité** : 5 ans

**Marque** : Drexco Medical

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

**Classe** : Dispositif médical Classe I

**Marquage** : CE

**Fabricant** : Drexco Medical

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter vos examens, les protection pour sondes participent à l'hygiène du matériel. Les draps d'examen aident à protéger la table entre deux consultations, tandis que les compresses sont utiles pour retirer le gel après usage.