


Electrodes pour ECG 3M™ Red Dot™ 2330

Référence 01080



Prix du produit :

11,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Électrode à languette hypoallergénique et sans latex, simple à appliquer et à retirer.

Elle possède des languettes extra-larges pour faciliter la manipulation et la fixation.

Description du produit:

Caractéristiques

- Electrode à languette pour ECG de diagnostic 3M™ Red Dot™
- Support polyester
- Hydrogel adhésif conducteur
- 2cm x 3,2cm

Avantages

- L'électrode à languette comporte un adhésif conducteur sensible à la pression qui est facile à appliquer et à retirer et qui assure un contact cutané immédiat et élevé pour garantir un tracé de qualité.
- Les électrodes sont radiotransparentes pour minimiser le besoin de les déplacer ou les retirer dans la plupart des applications de radiologie.
- Languettes extra-larges pour une manipulation et une fixation aisées.
- Le support semi-rigide réduit le décollement et minimise le soulèvement de l'électrode.

Description



Electrodes pour ECG au repos.

Sachet de 100 (10 électrodes/liner, 10 liners/sachet)