

# Ampoule pour otoscope Heine Mini 2000

Référence 00900



Prix du produit :

**22,33 € taxe inclu**

Description brève du produit :



Veuillez consulter la liste des otoscopes Heine compatibles dans le détail de notre fiche produit.

Description du produit :

**Ampoule de rechange 2,5 V pour otoscope Heine 2000**, disponible en 3 tailles :

- Ampoule # 037 pour otoscope Heine Mini 2000 FO / Heine Beta 100 / Heine K100
- Ampoule # 041 pour otoscope Mini Fibrilux / Lampe à clip Heine Mini 2000 / Lampe combinée Heine Mini 2000
- Ampoule # 056 pour otoscope Heine Mini 2000 / Minilux