

Test de Moatti

Référence 01064



Prix du produit :

89,89 € taxe inclu

Description brève du produit :

Permet de dépister les troubles de l'audition chez les enfants de 6 mois à 2 ans.

Coffret de 4 jouets sonores qui émettent des bruits semblables à des cris d'animaux lorsqu'on les retourne. Fréquence échelonnée de 250 à 3000 Hertz.

Le test permet de s'assurer que l'enfant réagi à l'écoute de ses différents sons et qu'il n'a donc aucun problème d'audition. Coffret Moatti livré avec notice d'utilisation.

Description du produit :

Test de Moatti de 250 à 3000 hertz.

Coffret de 4 boîtes émettant des sons semblables à des cris d'animaux de fréquences différentes pour le **dépistage de problèmes auditifs chez l'enfant**.

Le **test de Moatti** permet le dépistage précoce de la surdité chez les enfants. Les boîtes permettent de couvrir le spectre de 250 à 3000 hertz.

CE.