

# Bandelettes urinaires CombiScreen® Plus 5+ Leuko

Référence 00243



Prix du produit :

**19,47 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Bandelettes urinaires CombiScreen® Plus 5+ Leuko pour le dépistage de diabète, maladie du foie et du sang... 4 modèles disponibles en fonction des tests que vous souhaitez faire.

**Vendues par boîtes de 100 bandelettes**

Description du produit :

**Les bandelettes CombiScreen® Plus 5+ Leuko permettent l'analyse biologique instantanée des urines pour ainsi détecter certains problèmes de santé instantanément.**

**Ce test rapide sert au diagnostic et au dépistage précoce du diabète, d'anomalies du métabolisme, de maladie du foie et du sang ainsi que de maladies des voies urogénitales.**

Les bandelettes réactives CombiScreen® Plus 5+ Leuko sont **prêtes à l'emploi**. En quelques secondes les couleurs se forment sur la bandelette et vous pouvez les comparer avec le nuancier inscrit sur le flacon pour lire le résultat.

Mais elles sont aussi **protégées contre l'acide ascorbique**. L'acide ascorbique ou vitamine C est présent en grande quantité dans les urines et peut fausser les résultats pour l'hématurie ou la glycosurie. La protection intégrée des bandelettes CombiScreen permet d'éviter cette interférence.

Ces bandelettes sont conçues pour une analyse visuelle ou avec une machine lecteur de test.

Les bandelettes CombiScreen® Plus sont disponibles pour réaliser différents types de tests :

- *Combiscreen Plus 5+N* : Glucose - Acide ascorbique - Protéines - pH - Sang - Nitrites
- *Combiscreen Plus 5+Leuko* : Glucose - Protéines - Sang - Nitrites - Urobilinogène - Leucocytes
- *Combiscreen Plus 10 SL* : Glucose - Corps cétoniques - Protéines - pH - Sang - Nitrite - Leucocytes - Densité - Bilirubine - Urobilinogène
- *Combiscreen Plus 5 SYS* : Glucose - Protéines - Sang - Nitrite - Leucocytes

**Boîte de 100 bandelettes urinaires.**

**CE.**