

SUPPORT PRODUIT HYDROALCOOLIQUE COMPATIBLE FLACONS ANIOS - 300 ou 500 ml

Référence 01739



Prix du produit :

15,33 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **support produit hydroalcoolique ANIOS** permet de positionner un flacon à pompe de **300 ou 500 ml** de façon visible et accessible, pour faciliter l'hygiène des mains en environnement professionnel. Existe en plusieurs modèles.

CE • Compatible 300 ou 500 ml • Support PVC
• Usage professionnel

Description du produit :

Support produit hydroalcoolique, maintien pratique des flacons ANIOS

Ce support hydroalcoolique est pensé pour accueillir les flacons à pompe ANIOS en formats **300 ou 500 ml**. Le **support produit hydroalcoolique ANIOS** convient aux solutions hydroalcooliques de la marque ainsi qu'à certains savons médicaux.

Installé à proximité d'une zone de soins, il aide à conserver le produit bien repéré et rapidement utilisable. Sa conception simple participe à une meilleure organisation du poste au quotidien.

Idéal pour cabinets médicaux, hôpitaux, cliniques, EHPAD, infirmiers libéraux et collectivités. Il accompagne les usages répétés d'hygiène des mains dans les espaces à fréquentation régulière.

Points forts

- **Compatibilité ANIOS** : conçu pour les flacons ANIOS de **300 ml** et **500 ml**, afin d'assurer un maintien adapté aux contenants de la gamme.
- **Produit toujours à portée** : le flacon reste placé au bon emplacement, ce qui rend les gestes d'hygiène des mains plus rapides et plus naturels.
- **Structure en PVC** : ce matériau convient à un usage professionnel avec un support facile à intégrer dans les espaces de soins.
- **Poste de travail mieux organisé** : évite de laisser les flacons posés sur les surfaces et contribue à une implantation plus nette du matériel.
- **Adapté aux zones sollicitées** : utile près d'une entrée, d'un chariot ou d'une salle de soins lorsque l'utilisation des produits d'hygiène est fréquente.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Support pour produit hydroalcoolique

Marque : ANIOS

Fabricant : Laboratoires ANIOS

Compatibilité : Flacons ANIOS de 300 ml ou 500 ml

Matériau : PVC

Fonction : Maintien de flacon à pompe pour hygiène des mains

Utilisation : Usage professionnel

Formats disponibles : 300 ml, 500 ml

Modèles : 500 ml ; 1 L ; 300 ml

Normes & sécurité

Marquage : CE

Fabricant : Laboratoires ANIOS

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter cet équipement, les gels hydroalcooliques permettent de garder une solution de friction à proximité immédiate. Les savons médicaux conviennent au lavage des mains, tandis que les distributeurs de gel hydroalcoolique répondent aux besoins des zones de passage.