

GANTS DE CHIRURGIE PEHA-TAFT CLASSIC NON POUDRÉS HARTMANN - boîte de 50 paires

Référence 04932



Prix du produit :

56,16 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les gants de chirurgie Peha-Taft Classic HARTMANN en latex sont **stériles** et non poudrés, pour les actes exigeant finesse de contact et mise en place rapide. Conditionnés en boîte de **50 paires** avec double emballage, ils conviennent également au double gantage. Existe en plusieurs tailles.

Stérile • CE • Non poudrés • 50 paires

Description du produit :

Peha-Taft Classic, maîtrise du geste en environnement stérile

Ces gants stériles sont pensés pour les procédures chirurgicales où la précision manuelle et la souplesse restent essentielles. Les **gants de chirurgie Peha-Taft Classic HARTMANN** associent un latex à faible teneur en protéines, une face interne traitée et un **double emballage par paire stérile**.

Leur conception **non poudrée** répond aux usages du bloc opératoire comme aux actes de petite chirurgie. Même lors de manipulations longues, l'enfilage reste pratique et la **sensibilité tactile** demeure appréciable.

Ils peuvent aussi être utilisés en **double gantage** lorsque le protocole le requiert. Idéal pour chirurgiens, blocs opératoires, cabinets médicaux, centres de soins et infirmiers réalisant des actes techniques.

Points forts

- **Conditionnement stérile** : chaque paire bénéficie d'un double emballage, utile pour organiser la préparation opératoire et préserver la stérilité jusqu'à l'utilisation.
- **Sans poudre** : cette finition évite les dépôts de poudre sur les mains, le matériel et la zone de travail pendant les gestes techniques.
- **Latex à faible teneur en protéines** : la matière combine souplesse et élasticité pour accompagner les mouvements précis au cours de l'acte.
- **Bonne perception tactile** : la finesse du gant aide à conserver une sensation nette lors des manipulations délicates ou prolongées.
- **Intérieur traité** : l'enduction interne synthétique simplifie l'enfilage et favorise une mise en place fluide entre deux préparations.
- **Compatible double gantage** : ce modèle s'intègre facilement aux pratiques nécessitant un renforcement de la protection pendant les soins invasifs.

Caractéristiques techniques

Marque : HARTMANN

Tailles : Small (6) ; Médium (7) ; Large (8) ; X Extra Large (9) ; Taille 6 1/2 ; Taille 7 1/2 ; Taille 8 1/2

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour accompagner la préparation et le suivi du soin, les compresses sont utiles pendant l'acte. Après intervention, les pansements stériles permettent de couvrir la zone concernée, tandis que la désinfection des mains s'intègre à la préparation avant l'enfilage.

JJ/26