

TENSIOMÈTRE MURAL MAXI +3 GRAND CADRAN SPENGLER - brassard adulte m

Référence 06901



Prix du produit :

90,78 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **tensiomètre mural MAXI +3 Spengler** réunit un large cadran de **147 mm**, une tubulure spiralée de **2,5 m** et un système à double tubulure pour faciliter la lecture et l'usage en consultation.

CE • Grand cadran 147 mm • Double tubulure • Brassard adulte M

Description du produit :

Tensiomètre mural Maxi +3, visibilité optimale en consultation

Ce tensiomètre mural a été pensé pour simplifier la mesure au quotidien grâce à un affichage de grande taille et un support orientable. Le **tensiomètre mural MAXI +3 Spengler** est équipé d'un cadran de **147 mm**, pratique pour lire la valeur rapidement sans se rapprocher du patient.

Son système à **double tubulure** accompagne une mise en pression régulière. La poire ergonomique grand volume permet un gonflage efficace, apprécié lors des consultations répétées.

Avec sa tubulure spiralée de **2,5 m**, ce modèle offre une bonne amplitude de mouvement autour d'un fauteuil ou d'une table d'examen. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, EHPAD, centres de santé et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Cadran grand format** : le diamètre de **147 mm** améliore la lisibilité et rend la lecture plus

immédiate pendant l'examen.

- **Double tubulure** : ce système favorise une montée en pression linéaire pour une manipulation plus régulière au quotidien.
- **Support mural orientable** : le positionnement du cadran s'adapte plus facilement à l'organisation de la pièce et au poste de travail.
- **Tubulure spiralée 2,5 m** : cette longueur apporte de l'aisance autour du patient, y compris dans un espace de consultation restreint.
- **Poire ergonomique grand volume** : elle contribue à un gonflage rapide et à une prise en main confortable lors d'utilisations successives.
- **Brassard nylon avec Velcro** : la mise en place reste simple et le maintien fiable pour les mesures de routine.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Tensiomètre mural

Fonction : Prise de tension artérielle

Diamètre : 147 mm

Tubulure : Spiralée, 2,5 m

Système : Double tubulure

Fixation : Murale orientable

Poire : Ergonomique grand volume

Brassard : Adulte M

Fermeture brassard : Velcro

Matériau brassard : Nylon

Rangement : Panier derrière le cadran

Utilisation : Réutilisable

Marque : Spengler

Fabricant : Spengler

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Fabricant : Spengler

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter une mesure auscultatoire, un stéthoscope trouve naturellement sa place au cabinet. Les accessoires pour tensiomètres sont utiles pour renouveler certains éléments. Les draps d'examen participent à la protection de la table entre deux consultations.