

BROSSE À ONGLES CHIRURGICALE AUTOCLAVABLE - lot de 2

Référence 00426

Prix du produit :

6,52 € taxe inclu



Description brève du produit :

La **brosse à ongles chirurgicale autoclavable réutilisable** est pensée pour le brossage précis des mains, des ongles et des zones difficiles d'accès avant les soins. Compatible autoclave et proposée en **lot de 2**, la **brosse à ongles chirurgicale autoclavable** répond aux besoins d'hygiène des environnements médicaux.

Autoclavable • Réutilisable • Nettoyage des ongles et des recoins • Lot de 2

Description du produit :

Brosse à ongles chirurgicale autoclavable, préparation des mains précise

Ces brosses à ongles sont destinées au lavage chirurgical des mains ainsi qu'au nettoyage soigné du pourtour des ongles. La brosse à ongles chirurgicale autoclavable, proposée en lot de 2, trouve naturellement sa place dans les protocoles d'hygiène des structures de soins.

Après stérilisation à l'autoclave, elle peut être réutilisée pour accompagner les préparations manuelles avant un geste technique. Son format permet d'atteindre plus facilement les zones étroites souvent difficiles à nettoyer correctement.

Idéal pour les chirurgiens, cabinets médicaux, blocs opératoires, cliniques, cabinets infirmiers et centres de soins. Elle s'utilise en complément d'un produit désinfectant adapté lors d'une préparation préopératoire ou avant un soin technique.

Points forts

- **Compatible autoclave** : peut être stérilisée selon les procédures en vigueur, pour une réutilisation adaptée aux exigences d'hygiène en milieu médical.
- **Action localisée** : aide à nettoyer les ongles, les cuticules et les recoins unguéaux avec davantage de précision lors du lavage chirurgical.
- **Usage réutilisable** : s'intègre facilement à l'organisation du poste de préparation après passage en autoclave.
- **Conditionnement par 2** : pratique pour alterner entre deux cycles de stérilisation ou pour équiper plusieurs espaces de lavage.
- **Manipulation aisée** : son gabarit compact favorise une prise en main simple pendant la préparation, y compris en environnement humide.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Brosse à ongles chirurgicale

Utilisation : Réutilisable

Fonction : Nettoyage chirurgical des mains et des ongles

Compatibilité : Utilisation avec un produit désinfectant adapté

Stérilisation : Autoclave

Conditionnement : Lot de 2 brosses

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le protocole d'hygiène, les savons médicaux s'utilisent avant le brossage. Les gels hydroalcooliques sont utiles entre deux prises en charge. Les gaines et sachets de stérilisation accompagnent le passage à l'autoclave et le conditionnement du matériel.