

GEL HYDROALCOOLIQUE ANIOSGEL 85 NPC SANS RINÇAGE ANIOS - flacon 500 ml + pompe

Référence 00020



Prix du produit :

7,13 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le gel hydroalcoolique **Aniosgel 85 NPC ANIOS** s'utilise par friction pour l'hygiène des mains, sans point d'eau ni rinçage, avec une teneur en éthanol de **75,5 %**. Son **format 500 ml avec pompe** convient aux postes de travail nécessitant des applications fréquentes. Existe en plusieurs formats.

EN 1500 • Produit biocide TP1 • Sans parfum ni colorant • Flacon 500 ml avec pompe

Description du produit :

Aniosgel 85 NPC, gel hydroalcoolique prêt pour les usages fréquents

Ce gel hydroalcoolique **Aniosgel 85 NPC ANIOS** est conçu pour l'hygiène des mains par friction, sans eau et sans rinçage. Son **flacon 500 ml avec pompe** simplifie la distribution du produit sur un plan de travail, un accueil ou un chariot.

Sa composition à base d'éthanol à **755 ml/l**, soit **75,5 %**, intègre aussi des agents hydratants et émollients. Le traitement hygiénique des mains s'effectue en **30 secondes** et la désinfection chirurgicale par friction en **2 x 45 secondes**.

Ce format répond aux besoins des environnements où les frictions s'enchaînent tout au long de la journée. Idéal pour hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, cabinets dentaires, EHPAD, laboratoires et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Utilisation immédiate** : formule prête à l'emploi, sans préparation préalable, pour une intégration simple dans les protocoles d'hygiène.
- **Application sans rinçage** : la friction se réalise directement entre deux prises en charge ou avant un geste technique, sans accès à un lavabo.
- **Pompe intégrée** : le **flacon 500 ml** permet un service pratique et un dosage facile sur comptoir, paillasse ou chariot de soins.
- **Formule sans parfum ni colorant** : adaptée aux usages professionnels répétés, avec agents hydratants et émollients pour le confort d'application.
- **Large champ d'activité** : activité évaluée selon les normes citées par le fabricant pour les levures, bactéries, mycobactéries et virus.
- **Texture gel thixotropique** : consistance pensée pour la friction manuelle, avec une application fluide lors des usages successifs.

Caractéristiques techniques

Contenance : 500 ml

Conditionnement : Flacon avec pompe

Formats disponibles : 75 ml, 100 ml, 300 ml, 500 ml, 1 L, 5 L

Marque : ANIOS

Fabricant : ANIOS

Type de produit : Gel hydroalcoolique pour friction des mains

Composition : Ethanol 700 mg/g soit 755 ml/l, eau, agents épaississants, hydratants et émollients

Taux d'alcool : 75,5 %

Couleur : Sans colorant

Parfum : Sans parfum

Utilisation : Prêt à l'emploi

Fonctionnement : Friction manuelle sans eau

Temps de contact traitement hygiénique : 30 secondes

Temps de contact désinfection chirurgicale : 2 x 45 secondes

Dosage recommandé : 3 ml minimum par friction

Stockage : Entre +5°C et +25°C

pH : Environ 5,5 à +20°C

Densité : Environ 0,862 à +20°C

Viscosité : 1200 à 2500 mPa.s à +20°C

Point éclair : +23°C

Conservation après ouverture : 6 mois

Catégorie réglementaire : Produit biocide Groupe 1, TP1

Normes & sécurité

Norme : EN 1500

Norme : EN 1040, EN 13727, EN 12791, EN 14348, EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 14476+A1

Fabricant : ANIOS

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour organiser les points d'hygiène, les distributeurs de gel hydroalcoolique apportent une mise à disposition pratique. Les gants nitriles accompagnent les gestes exposés, tandis que les lingettes désinfectantes servent à l'entretien rapide des surfaces proches.

JJ/26