

Pack équipement cabinet médical complet – Divan électrique, tabouret, guéridon, tensiomètre et pèse-personne

Référence 01732



Prix du produit :

999,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **Pack Équipement Cabinet Médical** réunit 5 équipements essentiels pour aménager ou renouveler un espace de consultation : un **divan d'examen électrique Delta 55 avec tabouret**, un **guéridon médical 2 plateaux**, un **tensiomètre manopaire Quadramax sur pied à roulettes** et un **pèse-personne mécanique Strong 160 kg**.

Une solution complète pour équiper rapidement un cabinet médical, une salle de soins ou un espace de consultation avec du mobilier et du matériel adaptés à une utilisation professionnelle quotidienne.

5 équipements inclus • Divan électrique • Tabouret • Guéridon mobile • Tensiomètre sur pied • Pèse-personne 160 kg

Description du produit :

Un pack complet pour équiper votre cabinet médical

Ce **pack d'équipement médical** rassemble les principaux équipements nécessaires à l'aménagement d'une salle de consultation.

Pensé pour les professionnels de santé souhaitant disposer rapidement d'un espace fonctionnel, il associe mobilier médical, équipement de diagnostic et matériel de mesure dans une seule offre.

Le **divan d'examen électrique Delta 55 MEDICLINIC** constitue l'élément central du poste de consultation. Sa hauteur réglable électriquement de **43 à 85 cm** permet d'adapter facilement la position de travail du praticien. Sa charge maximale de **200 kg**, son dossier réglable, son porte-rouleau et son trou visage avec bouchon amovible en font un équipement polyvalent pour les consultations et les soins.

Un **tabouret médical** complète le divan afin d'offrir au praticien une assise mobile adaptée aux examens et aux gestes réalisés autour du patient.

Le **guéridon MEDICLINIC à 2 plateaux** permet de garder instruments, consommables et accessoires de soins à proximité. Ses 4 roulettes pivotantes avec frein facilitent son déplacement et son positionnement dans la salle de consultation.

Le pack comprend également un **tensiomètre manopaire Quadramax sur pied à roulettes** avec grand cadran, particulièrement pratique pour réaliser les mesures de pression artérielle au quotidien.

Enfin, le **pèse-personne mécanique Strong 160 kg** permet de contrôler rapidement le poids du patient sans pile ni alimentation électrique.

Ce pack convient particulièrement aux **médecins généralistes, professionnels de santé libéraux, centres médicaux, cabinets infirmiers, EHPAD, cliniques et structures de soins**.

Contenu du pack

Divan d'examen électrique Delta 55 MEDICLINIC

Le divan électrique Delta 55 est conçu pour faciliter l'installation du patient et améliorer le confort de travail du professionnel de santé.

Points forts

- Hauteur variable électrique de **43 à 85 cm**
- Charge maximale de **200 kg**
- Divan d'examen **2 plans**
- Dossier réglable
- Mousse de **9 cm d'épaisseur**
- Structure en acier renforcé

- Porte-rouleau intégré
- Trou visage avec bouchon amovible
- 4 roues avec système de blocage
- Garantie **3 ans**

Caractéristiques techniques

Dimensions : L 197 x l 68 x H 43 à 85 cm

Hauteur variable : 43 à 85 cm

Réglage : moteur électrique

Charge maximale : 200 kg

Structure : acier renforcé

Épaisseur de mousse : 9 cm

Porte-rouleau : oui

Trou visage : oui, avec bouchon amovible

Roues : 4 roues avec système de blocage

Marque : MEDICLINIC

Garantie : 3 ans

Tabouret médical

Le tabouret complète le divan d'examen et permet au professionnel de santé de disposer d'une assise adaptée aux consultations et aux soins.

Sa conception facilite les changements de position autour du patient et permet de compléter efficacement le poste de consultation.

Quantité incluse : 1 tabouret

Guéridon médical 2 plateaux MEDICLINIC

Le guéridon médical permet d'organiser et de déplacer facilement le matériel nécessaire aux soins et aux examens.

Ses deux plateaux offrent un espace de rangement pratique pour les instruments, consommables et petits dispositifs utilisés pendant la consultation.

Points forts

- 2 plateaux en métal
- Galeries de protection anti-chute

- Structure en acier
- Finition époxy blanche cuite au four
- 4 roulettes pivotantes avec frein
- Mobilité facilitée dans la salle de soins
- Format compact
- Garantie **2 ans**

Caractéristiques techniques

Dimensions : 60 x 43 x 88,8 cm

Largeur : 60 cm

Profondeur : 43 cm

Hauteur : 88,8 cm

Poids : 14 kg

Matériau : métal et tube acier

Finition : époxy blanc

Plateaux : 2

Mobilité : 4 roulettes pivotantes avec frein

Marque : MEDICLINIC

Garantie : 2 ans

Tensiomètre manopaire Quadramax sur pied à roulettes

Le tensiomètre Quadramax est conçu pour faciliter la mesure manuelle de la pression artérielle dans les cabinets médicaux et les structures de soins.

Son **grand cadran lisible à distance** facilite la lecture des valeurs tandis que son pied à roulettes permet de déplacer facilement l'appareil entre plusieurs espaces de consultation.

Points forts

- Grand cadran facilement lisible
- Fonctionnement manuel
- Pied mobile à roulettes
- Poire ergonomique grand volume
- Utilisation ambidextre

- Brassard à fermeture Velcro
- Panier de rangement derrière le cadran
- Déplacement facile d'une salle à l'autre
- Garantie **2 ans**

Caractéristiques techniques

Type : tensiomètre manopoire

Fonctionnement : manuel

Installation : sur pied à roulettes

Lecture : grand cadran

Utilisation : ambidextre

Gonflage : poire grand volume

Brassard : fermeture Velcro

Rangement : panier intégré

Garantie : 2 ans

Pèse-personne mécanique Strong 160 kg

Le pèse-personne mécanique Strong permet de réaliser une mesure simple et rapide du poids du patient.

Son fonctionnement mécanique ne nécessite aucune pile ni alimentation électrique. Son grand cadran analogique facilite la lecture tandis que son plateau antidérapant améliore la stabilité pendant la pesée.

Points forts

- Fonctionnement mécanique
- Sans pile ni alimentation
- Capacité maximale de **160 kg**
- Précision de **1 kg**
- Grand cadran analogique
- Structure en métal
- Plateau antidérapant

- Format compact
- Garantie **2 ans**

Caractéristiques techniques

Type : pèse-personne mécanique

Capacité maximale : 160 kg

Précision : 1 kg

Dimensions : 43 x 28 x 6 cm

Matériau : métal

Fonctionnement : mécanique analogique

Alimentation : aucune

Affichage : grand cadran mécanique

Plateau : antidérapant

Garantie : 2 ans

Les avantages du Pack Équipement Cabinet Médical

Une solution complète

Le pack rassemble les principaux équipements nécessaires à l'aménagement d'un espace de consultation dans une seule offre.

Un poste de consultation fonctionnel

Le divan électrique, le tabouret et le guéridon permettent d'organiser efficacement la zone de soins autour du patient.

Le contrôle des principales constantes

Le tensiomètre Quadramax permet la mesure de la pression artérielle tandis que le pèse-personne Strong permet de suivre facilement le poids du patient.

Des équipements mobiles et pratiques

Le guéridon et le tensiomètre sur roulettes peuvent être déplacés facilement en fonction des besoins du praticien et de l'organisation du cabinet.

Un pack adapté aux professionnels de santé

Cette offre convient à l'équipement d'un nouveau cabinet comme au renouvellement d'une salle de consultation existante.

Caractéristiques générales du pack

Type de produit : Pack d'équipement pour cabinet médical

Utilisation : Consultation, diagnostic et aménagement d'un espace de soins

Nombre d'équipements inclus : 5

Contenu de l'offre

Le pack comprend :

- 1 divan d'examen électrique Delta 55 MEDICLINIC
- 1 tabouret médical
- 1 guéridon médical MEDICLINIC 2 plateaux
- 1 tensiomètre manopaire Quadramax sur pied à roulettes
- 1 pèse-personne mécanique Strong 160 kg

Normes et sécurité

Les différents équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et aux recommandations de leurs fabricants.

Lire attentivement les notices d'utilisation avant la première utilisation.

Les équipements concernés disposent du marquage CE selon les informations communiquées par leurs fabricants.