

PACK DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE LIFTBACK POSTE COMPLET MEDICLINIC - noir

Référence 00499



Prix du produit :

999,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le pack divan d'examen électrique Liftback **MEDICLINIC** associe un divan 2 sections, un tabouret à hauteur réglable et un guéridon mobile pour structurer un espace de consultation pratique. Réglage électrique de **52 à 97,5 cm**, charge admissible de **200 kg** et équipements sur roulettes pour un usage fluide au quotidien.

CE • 3 Équipements inclus • Divan électrique à hauteur variable • Charge maximale 200 kg

Description du produit :

Pack Liftback MEDICLINIC, espace d'examen prêt à l'emploi

Ce pack divan d'examen rassemble le **pack divan d'examen électrique Liftback MEDICLINIC**, un tabouret de soin et un guéridon à roulettes. L'ensemble permet d'aménager un poste cohérent avec une hauteur réglable de **52 à 97,5 cm** et une capacité maximale de **200 kg**.

Le divan comporte 2 sections avec dossier relevable, une sellerie en vinyle médical et une mousse dense de **9 cm**. La commande électrique à double pédale facilite l'ajustement de hauteur, pendant que le tabouret accompagne les soins assis et que le guéridon garde le matériel à proximité.

Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, maisons de santé, kinésithérapeutes,

dermatologues, cliniques et EHPAD.

Points forts

- **Ensemble coordonné** : trois équipements réunis dans un même pack pour installer rapidement une zone d'examen homogène et immédiatement fonctionnelle.
- **Réglage électrique du divan** : variation de hauteur de **52 à 97,5 cm** via double pédale pour adapter la position de travail selon l'acte réalisé.
- **Accueil confortable** : sellerie en vinyle médical associée à une mousse dense de **9 cm**, adaptée aux consultations répétées.
- **Déplacements facilités** : chaque élément est mobile, avec roulettes bloquantes sur le divan et roulettes avec frein sur le guéridon pour alterner mobilité et maintien en place.
- **Tabouret ajustable** : assise de **40 cm** et hauteur réglable de **46 à 60 cm** pour accompagner les gestes au plus près du patient.
- **Rangement accessible** : guéridon 2 plateaux avec galeries de protection pour disposer instruments, consommables et petits accessoires à portée de main.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Pack mobilier médical de 3 équipements

Conditionnement : 1 divan d'examen électrique Liftback + 1 tabouret médical réglable + 1 guéridon médical 2 plateaux

Utilisation : Réutilisable

Marque : MEDICLINIC

Divan, dimensions : 192 x 68 cm

Divan, hauteur : Réglable électriquement de 52 à 97,5 cm

Divan, configuration : 2 sections avec dossier relevable

Divan, fonctionnement : Électrique avec commande à double pédale

Divan, matériau : Structure en acier renforcé avec finition époxy blanche

Divan, composition : Sellerie en vinyle médical, mousse dense de 9 cm

Divan, charge maximale : 200 kg

Divan, mobilité : 4 roulettes bloquantes et 4 supports stabilisateurs

Divan, accessoire intégré : Porte-rouleau de drap d'examen

Divan, trou visage : Sans

Divan, état à la livraison : Monté

Tabouret, diamètre de l'assise : 40 cm

Tabouret, hauteur : Réglable de 46 à 60 cm

Tabouret, fonctionnement : Réglage par ressort à gaz

Tabouret, piétement : Aluminium à 5 branches, Ø 50 cm

Tabouret, composition : Assise rembourrée en mousse haute densité 30 kg/m³

Tabouret, mobilité : 5 roulettes

Tabouret, couleurs disponibles : Noir, Burgundy, Agate Blue, Beige, Chocolat, Bleu

Guéridon, dimensions : 60 x 43 x 88,8 cm ou 40 x 43 x 88,8 cm

Guéridon, hauteur : 88,8 cm

Guéridon, profondeur : 43 cm

Guéridon, poids net : 14 kg

Guéridon, matériau : Métal et tubes en acier

Guéridon, finition : Époxy blanc cuit au four

Guéridon, couleur : Blanc

Guéridon, plateaux : 2 plateaux en métal laqué blanc avec galeries de protection

Guéridon, mobilité : 4 roulettes pivotantes avec frein et dispositif antibruit

Guéridon, fonctionnement : Manuel

Conditionnement/emballage : Guéridon livré démonté avec notice de montage

Garantie : 2 ans sur le moteur électrique, 1 an sur la sellerie

Normes & sécurité

Marquage : CE

Résistance au feu : Classement M1 pour la sellerie du divan et le revêtement du tabouret

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le conditionnement inclut un divan d'examen électrique Liftback 2 sections avec porte-rouleau de drap d'examen, un tabouret médical réglable monté sur roulettes et un guéridon médical 2 plateaux. Le divan est livré monté. Le guéridon est fourni démonté avec sa notice de montage.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour préserver la sellerie et simplifier l'accueil des patients, les draps d'examens s'intègrent naturellement à ce poste. Les lampes d'examen complètent l'équipement de consultation, tandis que les lingettes désinfectantes facilitent l'entretien rapide du mobilier.