ECARTEUR A PLATRE DE HENNING INOX AUTOCLAVABLE COMED

Référence 08314



Prix du produit :

56,10 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'**écarteur à plâtre de Henning COMED** est un instrument manuel réutilisable en acier inoxydable, pensé pour ouvrir un plâtre après découpe. Sa longueur de **28 cm** et ses mors plats de **5 cm** favorisent une manipulation précise.

Acier inoxydable • Autoclavable à 134 °C pendant 18 min • Réutilisable • Mors plats de 5 cm

Description du produit :

Écarteur à plâtre de Henning, pour ouvrir le plâtre après découpe

Cet écarteur à plâtre est destiné à séparer les bords d'un plâtre une fois celui-ci cisaillé ou scié. L'**écarteur à plâtre de Henning COMED** permet d'exercer une ouverture progressive pour accompagner le retrait.

Conçu avec des mors plats, il offre un appui régulier sur les parties découpées du plâtre. Son format de **28 cm**, associé à des mors de **5 cm**, apporte une prise en main adaptée aux gestes de dépose.

Il trouve sa place après l'utilisation d'une cisaille ou d'une scie oscillante, afin de dégager plus nettement l'ouverture réalisée. Idéal pour les cabinets médicaux, services d'urgences, centres d'orthopédie, cliniques et hôpitaux.

Points forts

- **Mors plats** : la forme des extrémités répartit l'appui sur les bords du plâtre déjà ouverts, avec un contact homogène.
- **Longueur de 28 cm** : ce gabarit fournit un levier utile pour écarter le plâtre avec un mouvement maîtrisé.
- **Acier inoxydable** : la fabrication en inox convient à un usage répété et à un entretien compatible avec les pratiques de service.
- **Stérilisation en autoclave** : l'instrument peut être autoclavé à **134 °C pendant 18 minutes** entre deux utilisations.
- **Instrument réutilisable** : adapté aux besoins courants de retrait de plâtre au cabinet, en consultation ou en environnement hospitalier après découpe préalable.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Écarteur à plâtre de Henning
Marque : COMED
Matériau : Acier inoxydable
Longueur : 28 cm
Dimensions : Mors de 5 cm
Fonctionnement : Manuel
Utilisation : Réutilisable
Stérilisation : Autoclavable à 134 °C pendant 18 minutes
Entretien : Nettoyage en machine ou à la main avec un produit compatible acier inoxydable
Destination : Ouverture du plâtre après découpe pour faciliter son retrait
Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le geste, les ciseaux médicaux peuvent servir lors de la préparation autour de l'immobilisation. Les compresses sont utiles pour garder une zone propre après la dépose. Les gants latex participent à une manipulation plus sûre de l'instrument.

JJ/26