BANDELETTES RÉACTIVES STERANIOS CONTRÔLE GLUTARALDÉHYDE ANIOS - flacon de 100

Référence 09269



Prix du produit :

37,29 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **bandelettes réactives Steranios ANIOS** permettent de vérifier la concentration en glutaraldéhyde des bains Steranios 2 % et 20 % par lecture colorimétrique en **15 secondes**. Flacon de **100 bandelettes** à usage unique, prêtes à l'emploi pour le suivi des bains de désinfection à froid.

Lecture en 15 secondes • Usage unique • Compatible Steranios 2 % et 20 % • Flacon de 100

Description du produit :

Bandelettes Steranios, vérification rapide des bains

Ces bandelettes réactives **Steranios ANIOS** servent à contrôler la concentration en glutaraldéhyde des bains de désinfection à froid Steranios 2 % et 20 %. La lecture colorimétrique se fait en **15 secondes**, pour une vérification simple avant l'immersion des instruments. Idéal pour cabinets médicaux, cabinets dentaires, services hospitaliers, unités d'endoscopie et cliniques.

Leur présentation prête à l'emploi aide à intégrer le contrôle dans les vérifications quotidiennes. En zone de soins ou en pré désinfection, l'utilisateur dispose rapidement d'un repère visuel sur l'état du bain.

Dans le cadre d'un contrôle courant, une bandelette permet d'évaluer la conformité du bain avant traitement des instruments. Elle aide également à identifier une dilution excessive ou une charge organique importante.

Points forts

- **Résultat en 15 secondes** : la lecture visuelle est rapide, ce qui facilite le contrôle du bain dans les routines de travail.
- **Contrôle dédié** : ces bandelettes vérifient la concentration en glutaraldéhyde des solutions Steranios 2 % et 20 %.
- **Prêtes à l'emploi** : aucun montage ni préparation de test n'est nécessaire avant utilisation.
- **Lecture colorimétrique** : le changement de couleur permet de distinguer facilement un bain conforme d'un bain non conforme.
- **Conditionnement de 100** : le flacon de **100 bandelettes** convient aux contrôles réguliers en structure de soins.
- **Tube refermable** : l'emballage protège les bandelettes entre deux usages et simplifie leur conservation.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans
Marque : ANIOS
Type de produit : bandelettes de contrôle chimique
Paramètre contrôlé : concentration en glutaraldéhyde
Compatibilité : solutions Steranios 2 % et Steranios 20 %
Fonctionnement : lecture colorimétrique par réactif imprégné
Temps de lecture : 15 secondes
Utilisation : usage unique
Conditionnement : flacon de 100 bandelettes
Conditionnement/emballage : tube refermable
Couleur : orange ou orange bordé de rose = non conforme ; rose uniforme = conforme
Conservation : 30 mois avant ouverture, 90 jours après ouverture
Température d'utilisation : stockage entre +4 °C et +30 °C
Cadre d'usage : cabinet médical, hôpital, clinique, cabinet dentaire, service d'endoscopie

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour organiser la désinfection à froid, les bacs de trempage & Accessoires apportent une solution pratique au quotidien. Les nettoyant instruments interviennent en amont du bain, tandis que la désinfection instruments complète le protocole de traitement du matériel réutilisable.

JJ/26